

# PARA PULSER®

**TAKE BACK YOUR POWER**



## Produktbeschreibung

Ver 4.0

Oktober 2025



# PARAPULSER® – die Magnet-(R)evolution

Der **Parapulser®** ist seit 2012 der kompakteste, modernste und leistungsfähigste Magnetpulser, bzw. **PEMF**-Gerät seiner Klasse (**P**ulsed **E**lectro **M**agnetic **F**ield). Er dient nicht nur zur Anwendung nach Dr. Beck, sondern eignet sich besonders zur Steigerung des körperlichen Wohlbefindens. Seine Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt: starke Magnetpulse eignen sich zur Aktivierung des Zellstoffwechsels in allen Körperbereichen. Mit dem **Parapulser®** kann die Pulsfrequenz auf individuelle Frequenzen programmiert werden. Zusätzlich werden die Magnetpulse mit Informationen aus dem Quantenfeld aufgeladen um die Gesamtwirkung zu unterstützen.

Die Wirkung der Magnetpulse beruht auf dem physikalischen Effekt der magnetischen Induktion, bei dem alle Ionen (im Körper gelöste Salze) in den Körperzellen in Bewegung gebracht, und so die körpereigenen Selbstheilungskräfte auf sanfte Weise aktiviert werden.

Der **Parapulser®** ist kein Medizinprodukt und ersetzt nicht den Besuch eines Arztes oder Heilpraktikers.



Parapulser®

Quantenfeld-Spirale

## Technische Besonderheiten:

- **Pulsfrequenz 1 – 20 Hz:** Mit dem **Parapulser®** lassen sich 1 – 20 Magnetpulse pro Sekunde erzeugen. Somit steht dem Anwender eine unvergleichlich große Intensitäts- und Wirkungsbandbreite zur Verfügung.
- **Einstellbarer Magnetpol:** Beim **Parapulser®** kann die magnetische Polarität der abgegebenen Magnetpulse auf Knopfdruck zwischen „Nord-“, „Süd-“ und „Wechselpol“ eingestellt werden.
- **Eigene Pulsfrequenzen:** Es können bis zu 12 eigene Pulsfrequenzen bis auf drei Stellen nach dem Komma im Bereich 1 – 20 Hz programmiert werden. Dies ermöglicht dem Anwender, die Pulsfrequenzen so im Gerätespeicher anzuordnen, dass mit wenigen Tastenbetätigungen zwischen ihnen umgeschaltet werden kann.
- **Akustischer Pulszähler:** Mit Hilfe des akustischen Pulszählers können die Magnetpulse gleichmäßig auf die gewünschten Körperstellen verteilt werden. Die Zählfunktion kann zwischen 10 und 9999 Pulsen programmiert werden, wobei nach jedem Zählintervall ein Piep-Ton erzeugt wird.
- **0,66 Tesla Flussdichte:** Jeder Magnetpuls besitzt eine magnetische Stärke von 0,66 Tesla (6600 Gauß) an der Austrittsfläche, unabhängig von der Pulsfrequenz.

● **5000 Magnetpulse:**

Mittels modernster Technik erzeugt der **Parapulser®** selbst bei höchster Leistungsstufe bis zu 5000 Magnetpulse am Stück, bevor er sich wegen Eigenerwärmung und somit zum Schutz vor Hautverbrennungen automatisch abschaltet.

● **Ein-Tasten-Betrieb:**

Im täglichen Gebrauch kann der **Parapulser®** mit nur einer Taste bedient werden.

---

## Anzeigefunktionen:

● **Magnetpol:**

Während des Betriebes wird die Polarität der abgegebenen Magnetpulse (Nord-/Südpol) mittels LEDs angezeigt (rot/blau).

● **Intensitäts-Stufe:**

Die aktuell eingestellte Intensitätsstufe (1 – 12) wird auf Knopfdruck mittels drei farbiger LEDs codiert angezeigt.

---

## Geräteversionen:

Der **Parapulser®** ist in drei Versionen erhältlich:

- |  |                               |         |
|--|-------------------------------|---------|
| 1.) <b>Parapulser® BASIS (2 Hz)</b>    | - Einsteigermodell            | 479,- € |
| 2.) <b>Parapulser® SEMIPRO (10 Hz)</b> | - für allg. Anwendungen       | 599,- € |
| 3.) <b>Parapulser® PRO (20 Hz)</b>     | - für professionellen Einsatz | 899,- € |



Die **BASIS** und **SEMIPRO** Version bietet eine *kostenlose Testphase* (\*) um die enorme Leistungsfähigkeit der **PRO (20 Hz)** Version testen zu können, falls **2 Hz** oder **10 Hz** nicht ausreichen um eine Veränderung zu bewirken. Zusätzlich kann die **BASIS** und **SEMIPRO** Version jederzeit auf eine höhere Version hochgerüstet werden. Das Upgrade erfolgt durch Kauf und Eingabe eines Upgrade-Codes in das Gerät.

(\*) Die kostenlose Testphase umfasst **40** Anwendungen mit jeweils **5000** Magnetpulsen und einer Pulsfrequenz bis **20 Hz**.

---

## Lieferumfang:

Der **Parapulser®** wird in einem eleganten Koffer komplett mit Zubehör geliefert:



## **Anwendung:**

Steigern Sie mit Hilfe starker Magnetpulse ihr Wohlbefinden und aktivieren Sie dadurch Ihre Energie! Der **Parapulser®** unterstützt Sie dabei so effektiv wie kein vergleichbares Gerät. Seine Anwendung ist kinderleicht:

- 1.) **Parapulser®** mittels „on/OFF“-Taste einschalten,
- 2.) Magnetpulse mittels „on/OFF“-Taste starten,
- 3.) Nach Anwendung den **Parapulser®** mittels „on/OFF“-Taste ausschalten.



Anwendungsbeispiel des **Parapulser®** am Kniegelenk

---

## **Rechtlicher Hinweis:**

Nach dem Heilmittelwerbegesetz (HWG) und dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass die Wirksamkeit von Magnetfeldgeräten in der Wissenschaft noch kontrovers diskutiert wird, und noch nicht allgemein anerkannt ist.

Überreicht durch:

### **Mikas Elektronik Entwicklungen**

Dipl.-Ing. Alexander Mikas  
Bahnhofstr. 15  
82340 Feldafing  
Deutschland

Tel. : 08157- 92 42 92  
Mail : [info@mikas-elektronik.de](mailto:info@mikas-elektronik.de)  
Web : [www.mikas-elektronik.de](http://www.mikas-elektronik.de)

WEEE-Reg.-Nr. DE 13571115